

lentes de contacto TORICO Blando uso MENSUAL



Lente de contacto Tórico Blando uso mensual

Material	Omaficon A
Contenido de Agua	58%
Curva base	8.6 mm
Diámetro	14.5 mm
Método de estabilización	Doble placa y Prisma Ballesta
Marca de orientación	Línea única vertical a las 6pm

Rango de poder

Esfera	-0.5 D a -6.00 D (Cada 0.25 D)
Cilindro	-0.75 D -1.25 D -1.75 D
Ejes	10° 20° 90° 160° 170° 180°
Reemplazo	Mensual
Protección UV	Bloqueador UV nivel 2
Empaque	Caja x 6 unidades

aveoTM

ASPHERIC SOFT CONTACT LENS